



Whitley Arbeitsstationen Whitley Anaerobe Arbeitsstation A85

meintrup dws
laborgeräte



Zweigasbedienung

Touch Screen- Schnittstelle

Transfer durch Handeingänge

**Temperaturkontrolle von 5°C über
Umgebungstemperatur bis 45°C**

Autom. Entfeuchtungssystem

Internes Regal

integrierte Schleuse (30 Liter)

Die Whitley A85 Arbeitsstation wurde entwickelt, um Wissenschaftlern in der Forschung wie auch im klinischen Bereich eine Möglichkeit zu bieten, Probenmanipulationen in einem sicheren anaeroben Milieu durchzuführen.

Die Temperaturkontrolle im Arbeitsbereich und Lagerplatz der Kammer hat eine beeindruckend niedrige Abweichung. Hierdurch kann das gesamte interne Kammervolumen als Brutraum genutzt werden, falls erforderlich (max. 540 Petrischalen).

Hauptmerkmale

- Zweigasbedienung
- Touch Screen- Schnittstelle:
 - ermöglicht gleichzeitige einfache Überwachung aller Parameter
 - andere Skalen, Schalter oder Messgeräte sind überflüssig
- Multifunktionales Handeingangssystem
- Jeder Handeingang besitzt eine Mini-Schleuse zum Transfer von bis zu 20 x 90 mm Petrischalen
- Temperaturkontrolle von 5°C über Umgebungstemperatur bis 45°C
- Automatisches Entfeuchtungssystem
- Internes Regal

Hauptmerkmale der Whitley Schleuse

- Schnellstmögliche Transferzeit ohne Beeinträchtigung der Bedingungen in der Kammer
- Stickstoffspülung
- 30 Liter Kapazität
- Tablett zum einfachen Probentransfer
- Platz für mehr als 100 x 90 mm Petrischalen & Zubehör

Optionen

- Interne Doppelsteckdose
- Automatisches Stulpenbegasungssystem
- Druckdichte Kabel- und Schlauchführungen
- Einplatteneinschub für 90 mm Petrischalen
- 20-Platten Adapterkit
- Trolley

Spezifikation

Zubehör

MEA07300	Whitley A85
MEA02617	Interne Doppelsteckdose
MEA03113	Autom. Stulpenbegasungssystem
MEA02945	Druckdichte Kabel- und Schlauchführung
MEA02711	Einplatteneinschub für 90mm Petrischalen
MEA02780	Adapterkit für 20 Platten
MEA07200	Data Logging (Temp., Druck & Feuchtigkeit)
MEA05002	Whitley 500 Trolley
MEA05006	Erweiterung f. Trolley

Im Interesse einer Politik der ständigen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Rechte vorbehalten

Meintrup DWS Laborgeräte GmbH
Siemensstraße 20, D-49770 Herzlake

Tel: +49 (0) 5962-87290-00, Fax: +49 (0) 5962-87290-01

www.meintrup-dws.de info@meintrup-dws.de