

4-Gas-Kombination Whitley M35 Arbeitsstation Mikroaerophile Arbeitsstation mit Touchscreen



meintrup dws
laborgeräte
www.meintrup-dws.de



Unterbringung von bis zu
600 Petrischalen

Einbringung von 40 Petrischalen
in nur 60 Sekunden

Kombination von bis zu 4 Gasen
möglich

Intuitive farbige Touchscreen-
oberfläche

Download von Daten für bessere
Nachvollziehbarkeit

Automatisches
Entfeuchtungssystem

Die M35 von Don Whitley Scientific ist eine mikroaerophile Arbeitsstation mit Touchscreen. Dieser sorgt für einfachste Bedienbarkeit und Kontrolle der Kammerbedingungen. Das System ist ideal zur Untersuchung und Isolierung von *Campylobacter*, *Helicobacter pylori* und anderen ähnlichen Organismen. Bei der Bank handelt es sich um ein System mit einer eingebauten Gassensor-Technologie, die es ermöglicht, präzise Gaskonzentrationen zu programmieren. Bis zu vier Gase – Stickstoff, Kohlenstoffdioxid, synthetische Luft und ein Gemisch aus 10 % Wasserstoff und 90 % Stickstoff – können in sicheren und variierenden Verhältnissen kombiniert werden, um die benötigte Atmosphäre für die entsprechenden Keime zu schaffen.

Die Whitley M35 eignet sich perfekt zur Bearbeitung von Proben in einer nachhaltigen mikroaerophilen Umgebung. Durch die 12-Liter-Schleuse können 40 Platten in nur 60 Sekunden in die Kammer eingeführt werden, ohne die Bedingungen innerhalb der Kammer zu beeinträchtigen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit und Dokumentation können Kammerparameter aufgezeichnet werden, welche zusammen mit gespeicherten Daten heruntergeladen werden.

Eine Auswahl an optionalem Zubehör wie z.B. HEPA Filtrierung, einer abnehmbaren Frontscheibe und dem automatischen Befeuchtungssystem kann in das System eingebaut werden, um sie den Kundenanforderungen anzupassen.



www.meintrup-dws.de

Optionen und Zubehör

MEA06101	Abnehmbare Frontscheibe
MEA06102	Vakuumentnahmestelle
MEA06107	Gasentnahmestelle
MEA04040	Gasumschaltanlage
MEA06116	Automatisches Stulpenbegasungssystem
MEA08018	Interne Doppelsteckdose, 1 Amp. max.
MEA08031	Interne Doppelsteckdose - Schweizer Standard
MEA06103	Einplatteneinschub - 15 cm
MEA07208	Einplatteneinschub - vorne - spezial
MEA04348	Fußschalter
MEA02945	Druckdichte Kabel- und Schlaucheinführung
MEA06128	Druckdichte Kabel- und Schlaucheinführung mit einem Durchmesser von 18-25 mm
MEA06104	Automatisches Befeuchtungssystem
MEA07211	35/45/ Analyser Spotlight
MEA07219	35/45/ Analyser Spotlight zum Nachrüsten
MEL00040	Temperaturabbildung
MEA06110	Trolley für Whitley M35
MEA06704	Höhenverstellbarer Trolley für Whitley M35
ME009090	Tisch mit Rollen für Whitley M35 Maße: 125x70 cm
MEA06109	Data Logging
MEA06114	Tablett zur Befestigung unterhalb des Regals
MEA04553	Katalysatorhalterung (Edelstahl)
MEA03120	Katalysator für anaerobe Bedingungen
MEA02129	Anotox

Spezifikation

MEA08120	Whitley M35 Arbeitsstation
MEA08130	Whitley M35 Arbeitsstation mit abehmbarer Frontscheibe

Im Interesse einer Politik der ständigen Produktverbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Alle Rechte vorbehalten.

Meintrup DWS Laborgeräte GmbH

Siemensstraße 20, D-49770 Herzlake

Telefon: +49 (0)5962 87290-00 Fax: +49 (0)5962 87290-01

Homepage: www.meintrup-dws.de E-Mail: info@meintrup-dws.de